

**Прибор:** Компакт Нейро

**Ошибка:** Ошибка доступа к Базе данных

**Сложность решения:** 1/5.


При появлении данной ошибки необходимо выполнить следующие действия:



1. Скачать драйвер для базы данных по ссылке:


<https://disk.yandex.ru/d/twXAXeVo3OG3Pg>

2. Установить драйвер.





**Примечание:** если в ходе инструкции ошибка не пропала выполнить следующие действия


3. В поиске найти Удаление компонентов.



4. Найти следующие файлы

	Microsoft Access database engine 2010 (English)	118 MB 21.03.2024
	Microsoft Access database engine 2010 (English)	109 MB 20.03.2024

5. Удалить компоненты



6. Повторно установить файл драйвера на ПК.